







Diamond paste

Dose diamond paste in small amounts **1**

Dose diamond paste $\frac{1}{3}$ outwards on the cloth **2**

Dose lubricant $\frac{1}{3}$ outwards on the cloth **3**

Lubricate often with small amounts **4**



Mono Crystalline
15 μm - 1 μm
10 ml



Poly Crystalline
15 μm - 0.25 μm
10 ml





Diamantpaste

Diamantpaste in kleinen Mengen dosieren **1**

Die Diamantpaste sollte im äusseren Drittel des Poliertuches aufgetragen werden **2**

Das Schmiermittel sollte im äusseren Drittel der Scheibe aufgetragen werden **3**

Verwenden Sie das Schmiermittel öfters jedoch in geringen Mengen **4**



Monokristallin
15 μm - 1 μm
10 ml



Polykristallin
15 μm - 0.25 μm
10 ml